

## Version 1.2

## Grenzwerte für Nitroxolin bei Escherichia coli

Antibiotikum	MHK [mg/L]		Agardiffusion [mm]*	
	S≤	R >	S≥	R <
<u>Nitroxolin</u>	16	16	17	17 <sup>1</sup>

Die Grenzwerte besitzen nur eine Gültigkeit für Isolate von Patienten mit unkomplizierter Zystitis.

Entscheidung 14.03.2014

<sup>\*</sup> Die Beschickungsmenge der Testblättchen beträgt 30 µg.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für Isolate mit Hemmhofdurchmessern 13-16 mm muss das Vorliegen von Resistenz mittels MHK-Bestimmung bestätigt werden.